

ProSqueezer

Descripción

Inventadas por Angeliki Xygka, BSc/MSc, SLP y desarrolladas por ARK, los ProSqueezer son herramientas motoras orales diseñadas específicamente para facilitar las habilidades de morder, la elevación de la lengua y el cierre de los labios. La forma de V proporciona resistencia al apretarlo, perfecto para ejercitar la mandíbula, la lengua y/o los labios.

Los ProSqueezer está disponible en tres niveles de dificultad, y son vendidos individualmente O como conjunto: magenta (más fácil), amarillo (medio) y naranja (más difícil). Comience el ProSqueezer de color magenta y, finalmente, progrrese con las de color amarillo y naranja. El naranja proporciona la mayor resistencia para aumentar la dificultad.

Magenta (10133), Amarillo (10134), Naranja (10143) o conjunto (10132)

Angeliki es terapeuta del habla y del lenguaje, terapeuta miofuncional y terapeuta SI con sede en Atenas, Grecia, con más de 25 años de experiencia, especializada en apraxia, retraso del habla y del lenguaje, tartamudeo, terapia de alimentación y terapia de protrusión de la lengua. Asegúrese de ver el video de mas abajo donde muestra cómo usar estas herramientas únicas.

¡Una excelente adición a cualquier bolsa de herramientas de motor oral!

Hecho en los EE. UU., grado médico, cumple con la FDA
Sin plomo, ftalatos, PVC, BPA o látex.

Cada herramienta mide alrededor de 7,5" de largo y 1,3" en la parte más ancha
Disponibles en tres versiones diferentes: magenta (más fácil), amarillo (medio) o naranja (más difícil), se vende individualmente O como un conjunto. Elija la opción que desee del menú



desplegable de arriba.

Apto para lavavajillas (sin ciclo de secado ni calor adicional)

EJERCICIOS PARA TRABAJAR LA HABILIDAD DE MORDER:

Coloque el ProSqueezer frente a la boca y pídale a la persona que muerda 5 veces con los dientes frontales. Luego muerda y sostenga por hasta 5 segundos.

Coloque el ProSqueezer entre los premolares a un lado. Pida a la persona que muerda 5 veces. Luego muerda y sostenga por hasta 5 segundos.

Repita en el otro lado de la boca.

EJERCICIOS PARA TRABAJAR EL CIERRE DE LABIOS:

Coloque el ProSqueezer frente a la boca y pídale a la persona que apriete los labios para cerrarlos 5 veces (usando solo los labios, sin los dientes).

Luego pídales que aprieten y mantengan presionado hasta por 5 segundos.

PARA TRABAJAR LA ELEVACIÓN DE LA LENGUA:

Coloque la parte en V del ProSqueezer parcialmente dentro de la boca. Indique a la persona que levante la herramienta con la punta de la lengua



(usando solo la lengua, sin la ayuda de la mandíbula).

aprieten y mantengan presionado hasta por 5 segundos.

Luego pídales que

