

# Tens Twin Stim IV

## Descripción

El Twin-Stim es una combinación entre TENS y EMS, por lo cual puede ser utilizado tanto para la estimulación muscular como para el tratamiento del dolor. Este dispositivo cuenta con dos canales de salida independientes y a diferencia de sus modelos anteriores este cuenta con **Batería recargable**.

El estimulador envía una corriente eléctrica suave a los nervios subyacentes y músculos mediante electrodos que se aplican sobre la piel. Los parámetros del dispositivo son controlados con los botones del panel frontal. El nivel de la intensidad es ajustable, de acuerdo, a las necesidades de los pacientes.

Código: 10052

El estimulador Twin Stim puede usarse para las siguientes condiciones:

- 1) Alivio sintomático del dolor crónico intratable
- 2) Dolor postraumático
- 3) Dolor posoperatorio

Para el modo terapéutico de estimulación neuromuscular eléctrica (NMES)

- 1) Relajación de los espasmos musculares
- 2) Aumento de la circulación del flujo sanguíneo
- 3) Prevención de atrofia por desuso
- 4) Reeducación muscular
- 5) Mantenimiento o aumento de la amplitud de movimiento
- 6) Estimulación inmediata posoperatoria de los músculos inferiores de las piernas para evitar la trombosis venosa.



Antes de utilizar el equipo debe leer el Manual de instrucciones (Descargar PDF – Manual TW-IV), que contiene todas las precauciones, cuidados y advertencias, ya que tienen como fin mantenerlo a salvo, prevenir lesiones y evitar una situación que podría ocasionar daños en el aparato.

### **Características**

- Maleta transportadora
- Transformador de corriente.
- 4 electrodos 4×4 cm.
- 2 cables conectores (1 para cada canal)
- Hecho en China.
- Importado USA
- Descarga Manual en español:  
<https://redneurol.cl/wp-content/uploads/2020/10/Manual-TW-IV.pdf>