

Dedemass Pro-Fono

Descripción

- El cepillo dedemass está confeccionado por Pró-Fono. Su objetivo Principal es cepillar los primeros dientes del niño, después de beber líquidos o masticar cualquier alimento. En su uso diario, este cepillado debe seguir la siguiente dirección: en la parte superior de los dientes desde la encía de arriba hacia abajo y en los dientes inferiores de abajo hacia arriba.
- Sugerencias para el uso Fonoaudiológico de Dedemass, proporcionadas por la logopeda Maristela Gnecco de Proença, para favorecer el correcto desarrollo sensoriomotor de la musculatura oral:
 - Estimular sensorialmente la región peri-oral con presión, apuntando a una postura madura de sellado de labios.
 - Masajea el paladar y la punta de la lengua, guiando el movimiento de deglución, evitando la presión de la lengua sobre los dientes, tan frecuente en niños con problemas de ortodoncia.
 - Cepille la lengua antero-lateralmente, para provocar la lateralización y aumentar su contracción en el mantenimiento de los alimentos en la región de los dientes molares, proporcionando una masticación más eficiente.
 - Estimular la mordedura en bebés que aún no tienen dientes, o que están retrasados, masajeando las encías superior e inferior (alvéolos) sin causar dolor al niño o al dedo del adulto.
 - Ayudar en la prevención de ortodoncia de las mordidas cruzadas, principalmente en el cruce del incisivo y / o los dientes caninos de la dentición primaria, aplicando presión contraria a este cruce en vista de la facilitación de la mordida del niño.



Características

- Tiene dos tipos de longitud de región rugosa: una más corta, para limpiar los dientes centrales, las protuberancias y huecos curvos de los dientes laterales. El segundo tipo, con una región más larga, para la dentición lateral.
- se recomienda el uso individual de Dedemass por razones de higiene. Para la limpieza, simplemente lávese con agua y jabón después de usar o vierta agua hirviendo para niños de 3 a 12 meses. Código: 10175