

## Raspador de lengua

## Descripción

El Raspador de Lengua o Limpiador de Lengua es una herramienta de material plástico creada para limpiar la superficie de la lengua después del cepillado y que tiene múltiples beneficios para tu salud bucodental. Si no limpias de manera correcta la lengua, se formará una película con los microorganismos, responsables del mal aliento, entre otros.



## Indicaciones de uso:

Moje el raspador de lengua con agua, colóquelo en la superficie de la lengua y, raspe con fuerza moderada de adentro hacia afuera, repita 3-5 veces para lograr un mejor efecto. Luego voltee el raspador y repita la acción. Enjuague con agua

Color según disponibilidad al momento del envío.

Contenido: 1 Unidad

Cód. 10180