

# Espéculo Desechable Bionix®



El espéculo desechable de Bionix® ayuda a los profesionales de atención médica a mejorar el campo de visión de las vías respiratorias con un espéculo liviano, para uso en un solo paciente.

## **Problema**

Los espejuelos de acero parecen haberse perdido, estar en el lugar incorrecto o no estar esterilizados cuando se necesitan. Además, son fríos y duros, lo cual causa molestias a los pacientes.

## **Solución**

El espéculo desechable de Bionix proporciona la misma visión amplia de la cavidad nasal, y también tiene boquillas suaves y cálidas que causan menos alarma a los pacientes. Además, posee una cómoda empuñadura de apretar para los profesionales de atención médica.

## **Resultados**

El espéculo desechable de Bionix proporciona visualización directa y es una alternativa amigable al usuario y de uso único a diferencia del espéculo nasal metálico convencional.

## **Packing**

48 espejuelos desechables por caja

Código 10012

- 48 espejuelos desechables por caja

Código 0532001

**ADULTOS**

**CeraSpoon® amarilla | N.º 6333**  
La legra CeraSpoon amarilla es ideal para la cera más blanda, especialmente en pacientes que producen cantidades excesivas de cerumen. 4 mm

**ControLoop® naranja | N.º 2999**  
La legra ControLoop naranja tiene una boquilla tipo "Shapleigh" curvada que permite extraer la cera directamente del canal auditivo. 4 mm

**Red AngleLoop® | N.º 3444**  
La legra AngleLoop roja tiene la boquilla en ángulo, que facilita el acceso al cerumen más difícil y firme, habitual en pacientes de más edad. 4 mm

**GENERAL**

**FlexLoop® blanco | N.º 9555**  
La FlexLoop blanca es una legra para uso general diseñada para el legrado normal en una variedad de pacientes. 4 mm

**JÓVENES**

**VersaLoop® violeta | N.º 4111**  
La legra VersaLoop violeta tiene una boquilla flexible lisa que otorga dominio excepcional al usuario, al tiempo que brinda más confort al paciente. 3 mm

**InfantScoop® azul | N.º 4888**  
La legra InfantScoop azul está diseñada para oídos más pequeños y se puede utilizar introducida en un otoscopio. 2 mm

**MicroLoop® verde | N.º 1222**  
La legra MicroLoop verde es de estructura más rígida y está diseñada para remover el cerumen impactado más firme. 3 mm



#### LEGRADO NORMAL

1. Utilice el otoscopio para determinar la ubicación del cerumen.
2. Elija la legra adecuada según el tipo de paciente y cerumen.
3. Coloque la legra en el canal auditivo y remueva el cerumen.
4. Repita el examen con el otoscopio para determinar si quedó algún resto de cerumen.



#### LEGRADO CON OTOSCOPIO

1. Utilice el otoscopio para determinar la ubicación del cerumen.
2. Seleccione una de las Safe Ear Curettes® para jóvenes.
3. Deslice la lente de aumento del otoscopio a un lado.
4. Coloque la legra en el otoscopio y remueva el cerumen.