

# Rodillo Estimulador Térmico

## Descripción

- El estimulador térmico Redneurol tiene como objetivo estimular la sensibilidad térmica de cara, cuello y cuerpo. Puede ser usado a temperatura ambiente como también refrigerado para lograr una mayor estimulación de la zona a tratar. El estímulo frío se considera más efectivo, ya que hay un mayor número de estos receptores. Además, la sensación de frío permanece durante unos segundos incluso después de la retirada del estímulo.



- El uso de este dispositivo tiene por objetivo obtener el control motor de las funciones neurovegetativas, el habla y la adaptación de los órganos fonarticuladores. Se puede usar en varias patologías del habla.

## Características

- Medida cuerpo : 16cm x 4,5cm
  - Medida Rodillo : Diámetro 2.5cm
  - Se recomienda luego de ser usado limpiar y secar. Para un pronto uso almacenarlo nuevamente en el refrigerador.
- Código: 10167