

# Pluma extensora para la estimulación

## Descripción

Pluma Forma® es un extensor para electroestimulación neuromuscular (NMES) de puntos motores, para usar con equipos de electroestimulación con corrientes eléctricas bifásicas, y fue desarrollado especialmente con un diseño ergonómico para usar en la cavidad intraoral y en las regiones de la cara y el cuello.

La electroestimulación se puede aplicar en la práctica clínica de la terapia del habla como recurso terapéutico en el tratamiento de los trastornos de la deglución, la voz, la motricidad orofacial y la praxis oral, para pacientes de todas las edades, facilitando el movimiento de estos músculos y la ganancia funcional.

Las corrientes terapéuticas tienen diferentes propósitos y formas de acción, con énfasis en los objetivos de combatir el dolor, la estimulación sensorial, la estimulación muscular y la recuperación funcional.

Forma® Pen está indicado para su uso por terapeutas del habla y otros profesionales de la salud (fisioterapeutas, dentistas, etc.) como una herramienta terapéutica, tanto en individuos sanos como en personas con movilidad reducida y / o fuerza muscular en regiones faciales y faciales. cuello Este equipo debe estar conectado a un dispositivo generador de corriente eléctrica, seleccionado de acuerdo con las necesidades del paciente.

La electroestimulación se puede aplicar en la práctica clínica de la terapia del habla como recurso terapéutico en el tratamiento de los trastornos de la deglución, la voz, la motricidad orofacial y la praxis oral, con el objetivo de mejorar la función motora, la fuerza muscular y el rango de movimiento.



REDNEUROL

### Características

- Electrodo de silicona con punta circular – 2 x 2 x 1 cm (2 unidades).
- Electrodo de silicona con punta rectangular – 2 x 2 x 1 cm (2 unidades).
- Folleto de instrucciones de uso (1 unidad).
- Dimensiones: 22 x 7 x 2 cm.
- Este producto tiene un conector universal que garantiza el ajuste con cualquier marca de dispositivo de estimulación eléctrica.
- Producto no estéril: no debe aplicarse a incisiones o agujeros con drenajes, abrasiones y / o heridas abiertas. Producto para uso individual.  
Código: 10047