






Electrodos Autoadhesivos

Electrodos autoadhesivos para electroestimulación.

Para utilizar Retire los electrodos del paquete sellado; inserte el pin del cable conductor en el cable flexible de los electrodos. Asegúrese de que no quede ningún pin metálico expuesto. No requieren gel. Terminal universal de 2 mm.

Imagen	Código	Packing	Tamaño
	10270	2 unidades	Redondo de 2 cm Ø
	10277	2 unidades	Redondo de 3,2 cm Ø
	10054	4 unidades	Redondo de 3,2 cm Ø
	10056	4 unidades	Cuadrado de 5 x 5 cms
	Cod. 10057	4 unidades	Rectangular de 5 x 10 cms