

Electrodos Autoadhesivos




Descripción

Electrodos autoadhesivos para electroestimulación.

Para utilizar Retire los electrodos del paquete sellado; inserte el pin del cable conductor en el cable flexible de los electrodos. Asegúrese de que no quede ningún pin metálico expuesto.

Características

- Cada pack contiene 4 Electrodos autoadhesivos.
- Color blanco.
- No requieren gel
- Terminal universal 2mm.

	Cod. 10054	Electrodo Redondo de 3,2 cm Ø
	Cod. 10056	Electrodo Cuadrado de 5 x 5 cms
	Cod. 10057	Electrodo Rectangular de 5 x 9 cms