

# Tongue Tip

## Punta para Z Vibe®

### Descripción

Use la punta de lengua de ARK para Z-Vibe® como ejercitador de lengua para lateralización y elevación. Indique a la persona que coloque la punta de la lengua dentro del orificio, luego guíe suavemente la lengua hacia arriba y hacia abajo o hacia la izquierda y hacia la derecha para establecer el concepto de elevación y lateralización, las cuales son habilidades motoras orales importantes para el desarrollo del habla y la alimentación. También se puede utilizar como raspador de lengua para la higiene dental y la conciencia bucal.



Fabricado en EE. UU., grado médico, cumple con la FDA.

Sin BPA, PVC, plomo, ftalatos o látex.

Cada punta mide aproximadamente 3,5 x 1,25 x 0,25"

Vendido Individualmente

Aptas para el lavavajillas

Para usar con cualquier Z-Vibe® o Z-Grabber® (se vende por separado)

Precaución: esta herramienta terapéutica debe usarse bajo la supervisión de un adulto en todo momento.

Los colores pueden variar

Cód. 10078