

Brick Tip


Punta para Z Vibe®

Descripción

Brick Tip de ARK es el nuevo accesorio Z-Vibe® . Su forma rectangular presenta protuberancias grandes en la parte frontal y protuberancias pequeñas en la parte posterior para variar la información sensorial.

El Z-Vibe® (se vende por separado) está diseñado para usarse como una herramienta de terapia del habla/alimentación para ayudar a enseñar el concepto de habilidades de morder/masticar, aumentar la conciencia oral, practicar ejercicios de motricidad oral, etc. Los accesorios de punta para Z-Vibe® están diseñados para ser bastante pequeños para que los terapeutas puedan meterse fácilmente en la boca. Y los accesorios de la punta para masticar están diseñados para ser bastante masticables para las personas que tienen una fuerza mandibular limitada o habilidades motoras orales limitadas.

Sin embargo, algunas personas también usan el Z-Vibe® como una herramienta para calmar/masticar para personas con necesidades de masticación más fuertes, y para ese propósito necesitaban un accesorio de punta más grande y resistente. ¡Así que Brick Tip de ARK es la solución! Combina la forma genial y la durabilidad del collar masticable Brick Stick original de ARK con la vibración del Z-Vibe®. La punta Brick es más grande que la sonda o la punta Bite-n-Chew, pero sigue siendo lo suficientemente delgada como para llegar a los molares posteriores. Está disponible en 3 niveles de dureza codificados por colores:



- Estándar (Rojo) - este es el nivel más suave/más masticable, recomendado para masticar levemente. Cód. 10093



- Firmeza media (Turquesa): es más firme, pero aún tiene algo de masticabilidad, recomendado para masticar con moderación. Cód. 10094



- Muy firme (azul): este nivel es el más firme, recomendado para personas a las que les gusta masticar artículos bastante rígidos. Cód. 10095



Tenga en cuenta: el Z-Vibe® y todos los accesorios Z-Vibe®, incluido el Brick Tip, son herramientas terapéuticas, no juguetes. Se requiere supervisión directa en todo momento.

Fabricado en EE. UU., grado médico, cumple con la FDA.

Sin plomo, ftalatos, PVC, BPA o látex.

Cada punta mide poco menos de 3" de largo

El "cuerpo" rectangular principal de la punta mide aproximadamente 2,2" de largo, 0,6" de ancho y 0,4" de grosor (un poco más pequeño que el collar masticable Brick Stick de ARK).

Aptas para el lavavajillas

Para usar con el mango Z-Vibe o Z-Grabber (se vende por separado)

Cada punta se vende individualmente.

Precaución: esta es una herramienta terapéutica y no un juguete; debe usarse bajo la supervisión directa de un adulto en todo momento. Aunque estas herramientas para masticar son resistentes y duraderas, nada masticable es indestructible. Se puede esperar desgaste debido a la naturaleza del uso previsto. La duración de cada consejo

será igual a la cantidad e intensidad de la masticación, así como a otras variables (como la fuerza de la mandíbula, los niveles de estrés/ansiedad, si se aplican otras estrategias sensoriales, etc.). Mientras que para algunas personas una herramienta para masticar durará para siempre, para otras con necesidades orales intensas/agresivas, es posible que lo consuman muy rápidamente. Supervise en todo momento, inspeccione regularmente el masticador y reemplácelo cuando sea necesario si el artículo muestra signos de desgaste.