

# Flat Spoon Tip

## Punta cuchara Plana para Z Vibe®

### Descripción

Los accesorios Spoon Tip de ARK convierten cualquier Z-Vibe® en la mejor herramienta de alimentación sensorial. La punta de cuchara plana es muy similar en tamaño y forma a la punta de cuchara pequeña original. La diferencia está en el tazón de la cuchara: la punta plana de la cuchara tiene un perfil muy delgado que es perfecto para las personas que tienen un control limitado de los labios y/o dificultad para sacar la comida de la cuchara.



La punta de cuchara plana está disponible en dos versiones diferentes: lisa (Cód. 10105) o texturizada (Cód. 10106). La versión texturizada tiene líneas acanaladas en el interior del cuenco de la cuchara y suaves golpes en la parte posterior, lo que proporciona una entrada táctil al labio superior, al labio inferior y a la lengua al mismo tiempo. Úselo para dar textura a los alimentos en puré como yogur, compota de manzana, alimentos para bebés de etapa 1, etc.



Cuando se usa con el mango Z-Vibe, las puntas de cuchara pueden ayudar a "despertar" la boca, aumentar la conciencia y estimular los labios, la lengua, las mejillas y la mandíbula. Una herramienta maravillosa para cualquier plan de tratamiento sensorial a la hora de comer, estos consejos de cuchara han ayudado a muchos terapeutas y padres a que los niños alimentados por sonda tengan sus primeros alimentos sólidos.

La punta de cuchara plana es firme, pero tiene un poco de flexibilidad incorporada para las personas que pueden tener un fuerte reflejo de mordida.

Hecho en los EE. UU., grado médico, cumple con la FDA

Sin plomo, ftalatos, PVC, BPA o látex.

Cada punta mide alrededor de 3 x 0,75". El cuenco de la cuchara mide específicamente alrededor de 1,4 x 0,75" (largo x ancho).

Disponible en dos versiones diferentes, suave o texturizada, elija la opción que desee en el menú desplegable de arriba.

Funciona mejor con alimentos en puré como yogur, puré de manzana, alimentos para bebés en etapa 1, etc.

Apto para lavavajillas (sin ciclo de secado)

Para usar con el mango Z-Vibe o Z-Grabber (se vende por separado).

Precaución: esta herramienta terapéutica debe usarse bajo la supervisión de un adulto en todo momento.