

# FLEX-CERVICAL Terapéutico

## Descripción

- Flex Terapéutico REDNEUROL, para terapias CTAR (Chin Tuck Against Resistance) y JOAR (Jaw Opening Against Resistance), relacionadas con el fortalecimiento muscular de la región suprahióidea y la mejoría de los mecanismos de excursión hiolaríngea.
- Existen 2 formatos determinados por su tamaño, Flex Cervical estándar y Flex Cervical Pediátrico REDNEUROL, este último está diseñado para los cuerpos de los niños y para los mentones y manos de los adultos más pequeños.



## Cuidados

- Limpiar habitualmente con toallitas de alcohol para desinfectar el Flex.
- Usar los papeles adhesivos en sus extremos para mantener la higiene del producto.
- No exponer al sol, ni a altas temperaturas. No sumergir en agua
- El Flex Cervical es un producto que si bien esta acondicionado para resistir la flexión en la terapia, si recibe golpes adicionales o caídas puede quebrarse.
- Almacenar en su bolso para perdurar su vida útil.

10150	Batería Flex Cervical Dúo: 1 Flex Cervical Estándar y 1 Pediátrico, 100 adhesivos protectores, 100 toallas de alcohol y 1 bolso de traslado.
10151	Batería Flex Cervical Estándar: 1 Flex Cervical Estándar, 50 adhesivos protectores, 50 toallas de alcohol y 1 bolso de traslado.
10152	Batería Flex Cervical Pediátrica: 1 Flex Cervical Pediátrico, 50 adhesivos protectores, 50 toallas de alcohol y 1 bolso de traslado.
10153	1 Flex Estándar Individual
10154	1 Flex Pediátrico Individual