

Safe Ear Currettes™

Las Safe Ear Currettes de Bionix® permiten a los profesionales de servicios de salud remover con seguridad y suavidad el cerumen según los diferentes tipos de cera y las preferencias de cada persona.



Problema

Las legras duras y rígidas de acero inoxidable no solo causan dolor y molestia a los pacientes, sino que también pueden dañar fácilmente el canal auditivo y la membrana timpánica

Solución

Las Safe Ear Currettes de Bionix son flexibles, para reducir las lesiones al canal auditivo, por lo que son más seguras que las legras de acero inoxidable.

Resultados

Siete tipos de boquillas codificadas con colores para responder a necesidades específicas que le ofrecen “el instrumento adecuado para cualquier tarea” de remoción de todo tipo de cerumen.

Packing:

- Caja de 75 curretas: 10 por color + 15 blancas
- Código 10016

ADULTOS



CeraSpoon® amarilla | N.º 6333

La legra CeraSpoon amarilla es ideal para la cera más blanda, especialmente en pacientes que producen cantidades excesivas de cerumen. 4 mm



ControLoop® naranja | N.º 2999

La legra ControLoop naranja tiene una boquilla tipo "Shapleigh" curvada que permite extraer la cera directamente del canal auditivo. 4 mm



Red AngleLoop® | N.º 3444

La legra AngleLoop roja tiene la boquilla en ángulo, que facilita el acceso al cerumen más difícil y firme, habitual en pacientes de más edad. 4 mm

GENERAL



FlexLoop® blanco | N.º 9555

La FlexLoop blanca es una legra para uso general diseñada para el legrado normal en una variedad de pacientes. 4 mm



VersaLoop® violeta | N.º 4111

La legra VersaLoop violeta tiene una boquilla flexible lisa que otorga dominio excepcional al usuario, al tiempo que brinda más confort al paciente. 3 mm

JÓVENES



InfantScoop® azul | N.º 4888

La legra InfantScoop azul está diseñada para oídos más pequeños y se puede utilizar introducida en un otoscopio. 2 mm



MicroLoop® verde | N.º 1222

La legra MicroLoop verde es de estructura más rígida y está diseñada para remover el cerumen impactado más firme. 3 mm



LEGRADO NORMAL

1. Utilice el otoscopio para determinar la ubicación del cerumen.
2. Elija la legra adecuada según el tipo de paciente y cerumen.
3. Coloque la legra en el canal auditivo y remueva el cerumen.
4. Repita el examen con el otoscopio para determinar si quedó algún resto de cerumen.



LEGRADO CON OTOSCOPIO

1. Utilice el otoscopio para determinar la ubicación del cerumen.
2. Seleccione una de las Safe Ear Currettes® para jóvenes.
3. Deslice la lente de aumento del otoscopio a un lado.
4. Coloque la legra en el otoscopio y remueva el cerumen.