

Ambu® Válvula PEEP Desechable & Reutilizable

Descripción

Las válvulas PEEP de Ambu® están diseñadas para ser utilizadas con resucitadores manuales o ventiladores, según especifique el fabricante.

Compatible con resonancia magnética (MR).

- Resistencia única
- Conexión directa sin adaptador



Las válvulas PEEP Ambu han sido diseñadas para utilizarse con resucitadores manuales, ventiladores, máquinas de anestesia (donde indica el fabricante) y sistemas CPAP.

Las válvulas PEEP de Ambu se pueden instalar directamente en la válvula del paciente de cualquier resucitador Ambu original sin conectores adicionales.

La válvula de PEEP desechable Ambu se ha probado en condiciones de MR.

Las válvulas reutilizables de PEEP de Ambu pueden esterilizarse en autoclave a 134 °C.

Código: 10271