

Lighted Ear Curette™ con aumento *Pack Promocional*

Descripción

Las Lighted Ear Currettes de Bionix® combinan iluminación y aumento para ayudar a los profesionales de atención médica a ahorrar tiempo para ver y remover con seguridad el cerumen del canal auditivo.



Problema

El legrado de los oídos requiere utilizar tres manos. Una mano para sujetar la cabeza del paciente y enderezar el canal auditivo, otra para maniobrar la legra y la tercera, para orientar una luz con el fin de no escarbar a ciegas dentro del oído.

Solución

Lighted Ear Curette con aumento ilumina intensamente el canal auditivo para eliminar la práctica del legrado a ciegas en una zona sensible.

Resultados

La visualización total reduce la duración del procedimiento y aumenta su eficacia.

Packing:

- Un paquete con 1 iluminador + 5 curetas removibles punta Ceraspoon + 1 lupa
- Código 10233



Lighted CeraSpoon® | N.º 2250
Boquilla de 4 mm de ancho, similar a CeraSpoon®
Safe Ear Curette™ amarilla.